


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ezh2/Kmt6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15910

Numéro d'article: CM0016830



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant EZH2/KMT6 humain (aa 1-250). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit chez l'homme et la souris. Adapté à la recherche épigénétique et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EZH2/KMT6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2146
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 d'EZH2/KMT6 humain (NP_001190176.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15910
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace