


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ezh2/Kmt6 Pour Wb, Ip, Elisa - Q15910

Numéro d'article: CM0019659



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant EZH2/KMT6 (UniProt Q15910), adapté pour le western blotting, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Détecte l'EZH2 humain et de souris, une histone méthyltransférase clé impliquée dans la répression transcriptionnelle et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EZH2/KMT6 Lapin pAb
Remarques/Alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2146
GeneID	2146
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 158-261 d'EZH2/KMT6 (NP_001190176.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15910
Poids Protéique	85kDa
Expédition	Sac de glace