


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ezrine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15311

Numéro d'article: CM0003103



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Ezrine de haute qualité pour Western blot, IHC-P et ELISA. Validé sur des échantillons humains, il cible Ezrine (P15311), une protéine de liaison du cytosquelette. Idéal pour la recherche en biologie des cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ezrine Rabbit mAb
Remarques / Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Ezrine
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	7430
GeneID	7430
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 de l'Ezrine humaine (P15311).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P15311
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace