


Anticorps Polyclonal Anti-Ezrine/Radixine/Moesine Pour Wb Et Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Numéro d'article: CM0019318



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'Ezrine, la Radixine et la Moesine (famille ERM). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux recherches sur la membrane et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Ezrine/Radixine/Moesine
Remarques/Alias	CVL ; CVIL ; VIL2 ; HEL-S-105 ; DFNB24 ; HEL70 ; IMD50 ; Ezrine/Radixine/Moesine
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 487 et 586 de l'Ezrine/Radixine/Moesine humaine (NP_003370.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P15311/P35241/P26038
Poids moléculaire	23-71 kDa
Expédition	Sac de glace