


Anticorps Polyclonal Anti-F13A1 Pour Wb, If-P, Elisa - P00488

Numéro d'article: CM0012896



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la chaîne A du facteur XIII de coagulation (F13A1) pour WB, IF-P, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Stabilise les caillots de fibrine via son activité transglutaminase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-F13A1 de lapin
Remarques/Alias	F13A; F13A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2162
GeneID	2162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-732 de la protéine F13A1 humaine (NP_000120.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00488
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac isothermique