

Anticorps Polyclonal Anti-F2RL3 Pour Wb, Elisa - Q96Ri0

Numéro d'article: CM0029989



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur activé par la protéinase 4 humain (F2RL3/PAR4) pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit croisé avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la signalisation de la thrombine et l'activation plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	F2RL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAR4; F2RL3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9002
ID de gène	9002
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-150 du F2RL3 humain (NP_003941.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96Ri0
Poids moléculaire	41kDa
Expédition	Sac de glace