

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-F4/80 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61549

Numéro d'article: CM0005472

Introduction

Anticorps monoclonal lapin F4/80 destiné à être utilisé en WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Soutient les études sur la biologie des macrophages, l'adhésion cellulaire et le développement des lymphocytes T régulateurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	F4/80 Rabbit mAb
Remarques / Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2015
GeneID (Souris)	13733
Immunogène	Protéine recombinante du F4/80 de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q61549
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace