

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fa2H Pour Wb, Elisa - Q7L5A8

Numéro d'article: CM0015859

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la 2-hydroxylase des acides gras humaine (FA2H). Convient au Western blot et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Soutient la recherche sur le métabolisme des sphingolipides, la fonction des tissus nerveux et la formation de la barrière cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FA2H pAb de lapin
Remarques/Alias	FAAH, FAH1, SCS7, SPG35, FAXDC1, FA2H
Espèce	Humaine
ID du gène	79152 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 95-170 de la FA2H humaine (NP_077282.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q7L5A8
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace