

Anticorps Monoclonal Anti-Faah1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00519

Numéro d'article: CM0012154

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FAAH1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec FAAH1 humain, souris, rat (63 kDa). Idéal pour la recherche sur les endocannabinoïdes et la signalisation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FAAH1 Lapin mAb
Remarques/Alias	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2166
ID de Gène	2166
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-579 de FAAH1 humain (O00519).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00519
Poids Protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace