

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Faah1 Pour Wb, Elisa - O00519

Numéro d'article: CM0015101

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'hydrolase d'amide d'acide gras 1 (FAAH1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec FAAH1 humaine et murine. Idéal pour la recherche sur le système endocannabinoïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAAH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Espèce	Humain
GeneID	2166
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-579 de FAAH1 humaine (NP_001432.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00519
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace