

Anticorps Polyclonal Anti-Faah2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Gmr7

Numéro d'article: CM0024405

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin FAAH2 pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Détecte FAAH2 humain, murin, rat. Convient pour les études sur le métabolisme des lipides, la signalisation endocannabinoïde et l'activité amidase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin FAAH2
Remarques/Alias	AMDD ; FAAH2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	158584
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 323-532 de FAAH2 humain (NP_777572.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6GMR7
Poids moléculaire protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace