

Anticorps Polyclonal Anti-Fabp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Numéro d'article: CM0019326



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FABP1 humaine, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la protéine de liaison aux acides gras hépatique chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FABP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FABP1; FABPL; L-FABP; fatty acid binding protein 1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2168
GeneID	2168
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la FABP1 humaine (NP_001434.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07148
Poids Moléculaire Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace