

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fabp1 Pour Wb - P07148

Numéro d'article: CM0003570



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le FABP1 humain (L-FABP), adapté pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Détecte le FABP1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Impliqué dans le transport intracellulaire des lipides et l'absorption du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FABP1 Lapin mAb
Remarques/Alias	FABPL; L-FABP; FABP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2168
ID de gène	2168
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du FABP1 humain (P07148))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07148
Poids moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace