

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fabp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Numéro d'article: CM0028745



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FABP1 humain (L-FABP) pour la détection par Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur le métabolisme des lipides et la fonction hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin FABP1
Remarques/Alias	FABPL; L-FABP; FABP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2168
GeneID	2168
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-127 du FABP1 humain (NP_001434.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07148
Poids protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace