

Anticorps Polyclonal Anti-Fabp12 Pour Wb, Elisa - A6Nfh5

Numéro d'article: CM0025921

Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-FABP12 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le FABP12 humain et de rat, une protéine de transport des lipides exprimée dans le rétinoblastome. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FABP12 Lapin pAb
Remarques/Alias	FABP12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	646486
GeneID	646486
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 du FABP12 humain (NP_001098751.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	A6NFH5
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace