


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fabp3 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05413

Numéro d'article: CM0028565



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FABP3 humaine, également connue sous le nom de H-FABP ou MDGI. Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme et la souris. Masse moléculaire : 15 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FABP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MDGI; FABP11; H-FABP; M-FABP; O-FABP; FABP3
Espèce	Humain
GeneID	2170
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05413
Masse protéique	15 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant