


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fabp5 Pour Wb, Ihc, If, Elisa - Q01469

Numéro d'article: CM0004725



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-FABP5 validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Transporteur d'acides gras à longue chaîne et d'endocannabinoïdes ; impliqué dans l'inflammation et la différenciation des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-FABP5
Remarques / Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP
Espèce	Humain
GeneID	2171
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 de la FABP5 humaine (NP_001435.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01469
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace