


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fabp5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01469

Numéro d'article: CM0024740



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le FABP5 humain (E-FABP), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le transport des acides gras, l'inflammation et la différenciation des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FABP5 Lapin pAb
Remarques/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2171
GeneID	2171
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 du FABP5 humain (NP_001435.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01469
Poids moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace