


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fabp6 Pour Wb, If-P, Elisa - P51161

Numéro d'article: CM0028557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FABP6 humain (Gastrotropine/ILBP) validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des acides biliaires entérohépatiques et l'apoptose dans le cancer du côlon.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FABP6 Lapin pAb
Remarques/Alias	ILBP; I-15P; I-BAP; ILBP3; ILLBP; I-BABP; I-BALB; FABP6
Espèce	Humain
GeneID	2172
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-128 du FABP6 humain (NP_001436.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51161
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace