


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fabp7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15540

Numéro d'article: CM0017836



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine FABP7 humaine (BLBP, B-FABP). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. Détecte la protéine de liaison lipidique cérébrale de 15 kDa, essentielle au développement du système nerveux central. Convient aux études de neurobiologie et du métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FABP7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; FABP7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2173
GeneID	2173
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 132 de la FABP7 humaine (NP_001437.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O15540
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace