


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fabpi (I-Fabp) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12104

Numéro d'article: CM0007881



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine FABPI (I-FABP) humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des acides gras intestinaux et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	FABPI Rabbit mAb
Remarques / Alias	FABPI; I-FABP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2169
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la FABPI humaine (P12104)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P12104
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace