


Anticorps Polyclonal Anti-Fabpi Pour Wb, Elisa - P12104

Numéro d'article: CM0024084



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la FABPI humaine (I-FABP), validé pour les applications Western blot et ELISA. Détecte la protéine intestinale de liaison aux acides gras humaine, de souris et de rat. Idéale pour la recherche sur le transport lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FABPI Rabbit pAb
Remarques/Alias	FABPI; I-FABP
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2169
Identifiant de gène	2169
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 132 de la FABPI humaine (NP_000125.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12104
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace