


Anticorps Polyclonal Anti-Facteur IX / F9 Pour Wb, If-P, Elisa - P00740

Numéro d'article: CM0022917



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Facteur IX humain (F9, FIX, facteur Christmas). Validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la coagulation et le développement de tests diagnostiques de l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Facteur IX / F9 pAb de lapin
Remarques / Alias	FIX ; P19 ; PTC ; HEMB ; THPH8 ; F9 p22 ; Facteur IX / F9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2158
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-192 du Facteur IX / F9 humain (NP_000124.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00740
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace