


Anticorps Monoclonal Anti-Fadd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q61160

Numéro d'article: CM0002075



Introduction

Explorez le rôle du FADD dans l'apoptose et l'immunité innée avec cet anticorps monoclonal de lapin validé, idéal pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FADD Rabbit mAb
Remarques / Alias	Mort1/FADD; FADD
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8772
GeneID	14082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-205 du FADD de souris (NP_034305.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q61160
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace