


Anticorps Polyclonal Anti-Fadd Pour Wb, Ip, If-P, Elisa - Q61160

Numéro d'article: CM0021085



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FADD (Mort1/FADD), produit contre la FADD de souris (aa 1-205). Adapté pour WB, IP, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Adaptateur clé du DISC dans l'apoptose et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin FADD
Remarques/Alias	Mort1/FADD ; FADD
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8772
GeneID	14082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-205 de la FADD de souris (NP_034305.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q61160
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace