


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fadd Pour Wb, Elisa - Q13158

Numéro d'article: CM0003117



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le FADD humain (GIG3/MORT1), validé pour les applications WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et l'immunité innée. - Q13158

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FADD mAb Lapin
Remarques/Alias	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8772
GeneID	8772
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-150 du FADD humain (Q13158).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q13158
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace