


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fadd Pour Wb, Ip, Elisa - Q13158

Numéro d'article: CM0028429



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FADD humain (protéine du domaine de mort associée au FAS). Validé pour WB, IP et ELISA ; réagit de manière croisée avec le FADD de souris et de rat. Utile pour la recherche sur l'apoptose, la signalisation des récepteurs de mort et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	pAb de lapin anti-FADD
Remarques/Alias	GIG3 ; IMD90 ; MORT1 ; FADD
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8772
ID du gène	8772
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-208 du FADD humain (NP_003815.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13158
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace