

Anticorps Monoclonal Anti-Fads1 Pour Wb Et Elisa - O60427

Numéro d'article: CM0002739

Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-FADS1 pour WB et ELISA, validé sur humain, souris et rat. Cible l'acyl-CoA désaturase impliquée dans le métabolisme des PUFA et la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FADS1 Lapin mAb
Remarques/Alias	D5D; TU12; FADS6; FADSD5; LLCDL1; FADS1
Espèce	Humain
GeneID	3992
Immunogène	Peptide synthétique situé dans les acides aminés 50-150 du FADS1 humain (O60427)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60427
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace