

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fads1 Pour Wb, Elisa - O60427

Numéro d'article: CM0023754

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FADS1 humaine (delta-5 désaturase) pour WB et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Impliqué dans le métabolisme des AGPI et la réponse inflammatoire ; idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FADS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	D5D, TU12, FADS6, FADSD5, LLCDL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3992
GeneID	3992
Immunogène	Peptide synthétique situé entre les acides aminés 100 et 200 de la FADS1 humaine (NP_037534.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60427
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace