

Anticorps Polyclonal Anti-Fads2 Pour Wb Et Elisa - 095864

Numéro d'article: CM0020138

Introduction

Le pAc de lapin FADS2 est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, ciblant la désaturase d'acides gras 2 humaine (O95864), une enzyme clé de la biosynthèse des AGPI. Idéal pour la recherche en métabolisme et en dermatologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FADS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	D6D; DES6; TU13; FADSD6; LLCDL2; SLL0262; FADS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9415
GeneID	9415
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de FADS2 humaine (NP_004256.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95864
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace