

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fads3 Pour Wb Et Elisa - Q9Y5Q0

Numéro d'article: CM0027916

Introduction

Le pAc de lapin FADS3 est un anticorps polyclonal généré contre la protéine recombinante FADS3. Il détecte le FADS3 humain, de souris et de rat, avec des applications en WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la désaturase d'acides gras 3 dans le métabolisme des sphingolipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FADS3 Lapin pAc
Remarques/Alias	CYB5RP; LLCDL3; FADS3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3995
GeneID	3995
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-130 de FADS3 humain (NP_068373.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5Q0
Poids moléculaire	51kDa
Expédition	Sac de glace