


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Faf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unn5

Numéro d'article: CM0028595



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin Anti-FAF1 pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat ; détecte une bande de 74 kDa. Utile pour la recherche sur l'apoptose, la réplication de l'ADN et les protéines nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	hFAF1, CGI-03, HFAF1s, UBXD12, UBXN3A, FAF1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11124
Identifiant du gène	11124
Immunogène	Un peptide synthétique du FAF1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNN5
Poids moléculaire de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace