

Anticorps Polyclonal Anti-Fah Pour Wb, If/Icc, Elisa - P16930

Numéro d'article: CM0025477

Introduction

Anticorps polyclonal anti-FAH (lapin) validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la fumarylacétoacétase, une enzyme clé du catabolisme de la tyrosine. Idéal pour la recherche sur les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAH Rabbit pAb
Remarques/Alias	FAH
Espèce	Humain
ID de gène	2184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-419 de la FAH humaine (NP_000128.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16930
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace