

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fah Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16930

Numéro d'article: CM0010552

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la FAH humaine (fumarylacétoacétase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude du métabolisme de la tyrosine et des troubles hépatiques/rénaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAH Rabbit mAb
Espèce	Humain
GeneID	2184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-419 de la FAH humaine (NP_000128.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16930
Poids protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace