

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fah Pour Wb, Elisa - P16930

Numéro d'article: CM0015210

Introduction

Le pAb de lapin anti-FAH est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine humaine FAH de pleine longueur. Validé pour la WB et l'ELISA, il présente une réactivité croisée avec les protéines FAH humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude du catabolisme de la tyrosine et des maladies hépatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FAH
Remarques/Alias	FAH
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2184
GeneID	2184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 419 de la protéine FAH humaine (NP_000128.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P16930
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace