

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Faim3 Pour Wb, Elisa - O60667

Numéro d'article: CM0030545



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin affinité-purifié dirigé contre la FAIM3 humaine (TOSO, FcμR), validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; poids moléculaire de la cible : 43 kDa. Idéal pour l'étude de la biologie des récepteurs de l'IgM dans les lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAIM3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TOSO ; FAIM3 ; FcμR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-251 de la FAIM3 humaine (NP_005440.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60667
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sachet isotherme