


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fak (Focal Adhesion Kinase) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q05397

Numéro d'article: CM0003534



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la FAK humaine (Focal Adhesion Kinase 1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion et la migration cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAK Rabbit mAb
Remarques / Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5747
GeneID	5747
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05397
Poids de la protéine	119 kDa
Expédition	Sac de glace