


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fak Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q05397

Numéro d'article: CM0016968



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FAK humaine (Q05397) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la migration et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] FAK Rabbit pAb
Remarques/Alias	FAK ; FADK ; FAK1 ; FRNK ; FADK 1 ; PPP1R71 ; p125FAK ; pp125FAK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5747
GeneID	5747
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 734-834 de la FAK humaine (NP_722560.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05397
Poids protéique	119 kDa
Expédition	Sac de glace