

Anticorps Polyclonal Anti-Fam107A Pour Wb Et Elisa - 095990

Numéro d'article: CM0020310

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FAM107A humaine (DRR1/TU3A), validé pour la WB et l'ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la dynamique de l'actine, de la fonction synaptique et du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM107A Rabbit pAb
Remarques/Alias	DRR1 ; TU3A ; FAM107A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	11170
GeneID	11170
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 144 de la FAM107A humaine (NP_009108.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	095990
Poids moléculaire	17 kDa
Expédition	Avec bloc réfrigérant