

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam107A Pour Wb, Elisa - 095990

Numéro d'article: CM0019921

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la FAM107A humaine. Convient au Western blot et à l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la dynamique de l'actine, de la fonction synaptique et des voies liées aux tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM107A Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	DRR1 ; TU3A ; FAM107A
Espèce	Humain
ID du gène	11170
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 144 de la FAM107A humaine (NP_009108.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	O95990
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Poche de glace