

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam117A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C073

Numéro d'article: CM0020526

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible FAM117A, une protéine induite par C/EBP, et est validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Il présente une réactivité croisée avec les protéines humaines, murines et de rat, ce qui le rend idéal pour l'étude de la fonction protéique dans divers contextes de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FAM117A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	81558
ID du gène	81558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110 à 240 de la protéine FAM117A humaine (NP_110429.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9C073
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant