

Anticorps Polyclonal Anti-Fam127A/Rtl8C Pour Wb Et Elisa - A6Zki3

Numéro d'article: CM0017862

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FAM127A/RTL8C humain, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de détection de protéine de type Gag de rétrotransposon.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM127A Rabbit pAb
Remarques / Alias	CXX1; Mar8; MAR8C; Mart8; SIRH5; MART8C; FAM127A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8933
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de FAM127A humain (NP_001071639.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	A6ZKI3
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace