

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam127B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bwd3

Numéro d'article: CM0022414

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FAM127B (RTL8A/CXX1B/MAR8A), obtenu à partir d'une protéine recombinante pleine longueur. Adapté pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains et de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM127B Rabbit pAb
Remarques / Alias	CXX1b ; MAR8A ; SIRH6 ; FAM127B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	26071
GenelD	26071
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BWD3
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace