


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam129B Pour Wb, Elisa - Q96Ta1

Numéro d'article: CM0021630



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin FAM129B validé pour WB et ELISA, ciblant le FAM129B humain (Niban 2). Peut jouer un rôle dans la suppression de l'apoptose et l'invasion des cellules de mélanome. Convient pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FAM129B Lapin pAb
Remarques/Alias	OC58 ; MEG-3 ; C9orf88 ; FAM129B ; MINERVA ; bA356B19.6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64855
GeneID	64855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 447-746 du FAM129B humain (NP_073744.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96TA1
Poids moléculaire protéique	84 kDa
Expédition	Sac de glace