

Anticorps Polyclonal Anti-Fam13A Pour Wb, Elisa - 094988

Numéro d'article: CM0012948

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FAM13A, validé pour WB et ELISA. Détecte le FAM13A humain, une protéine potentielle activatrice des GTPases avec un poids moléculaire prédit de 117 kDa. Idéal pour la recherche sur l'épissage alternatif et la phosphorylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM13A Lapin pAb
Remarques/Alias	FAM13A1; ARHGAP48; FAM13A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10144
GeneID	10144
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	094988
Poids de la protéine	117kDa
Expédition	Sac de glace