

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fam155B Pour Wb, Elisa - O75949

Numéro d'article: CM0018740

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FAM155B humain (NALF2/TED). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Fourni pour des applications de recherche sur les canaux ioniques et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FAM155B Lapin pAb
Remarques/Alias	TED; TMEM28; CXorf63; FAM155B; bB57D9.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27112
GeneID	27112
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-472 du FAM155B humain (NP_056501.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O75949
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace