

Anticorps Polyclonal Anti-Fam160B2 Pour Wb, Elisa - Q86V87

Numéro d'article: CM0026757

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FAM160B2 humain (FHIP2B/RAI16), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour étudier les voies de signalisation MAPK/ERK et TGF β .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	FAM160B2 pAb Lapin
Remarques/Alias	FAI16 ; RAI16 ; FAM160B2 ; RAM160B2
Espèce	Humain
GeneID	64760
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 420-520 du FAM160B2 humain (NP_073586.5).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86V87
Poids moléculaire protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace