

Anticorps Polyclonal Anti-Fam173B Pour Wb Et Elisa - Q6P4H8

Numéro d'article: CM0027342

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine FAM173B (lysine N-méthyltransférase de la sous-unité C de l'ATP synthase). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec les protéines humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur la méthylation mitochondriale et la douleur chronique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM173B Rabbit pAb
Remarques/Alias	JS-2 ; FAM173B ; hFAM173B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	134145
Identifiant du gène	134145
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-233 de la protéine humaine FAM173B (NP_954584.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P4H8
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace