


Anticorps Polyclonal Anti-Fam208A De Lapin Pour Wb, Elisa - Q9Uk61

Numéro d'article: CM0012949



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-FAM208A validé pour WB et ELISA. Cible TASOR humain, un composant clé du complexe HUSH impliqué dans le silence épigénétique des rétrotransposons. Idéal pour les études sur la régulation des gènes et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM208A Lapin pAb
Remarques/Alias	RAP140; TASOR1; se89-1; C3orf63; FAM208A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23272
GeneID	23272
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-1000 du FAM208A humain (NP_001106207.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UK61
Poids moléculaire	189kDa
Expédition	Sac de glace