


Anticorps Monoclonal Anti-Fam20A Pour Wb - Q96Mk3

Numéro d'article: CM0006726



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin FAM20A pour Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît la pseudokinase humaine FAM20A, un régulateur de la biominéralisation. Idéal pour les études sur le développement dentaire et la minéralisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM20A AcM de lapin
Remarques/Alias	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54757
GeneID	54757
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 442-541 de la protéine humaine FAM20A (NP_060035.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96MK3
Poids moléculaire protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace